

Guide de pose

Mepi™ Press 2

Système de compression multicouches pour les ulcères de jambe veineux conçu pour le confort du patient et la facilité de pose.



IPS
0.8-1.3

Tour de cheville
18-32cm

Le losange de contrôle

L'indicateur en forme de losange imprimé sur la bande de compression sert de guide visuel pendant la pose et constitue une aide importante pour obtenir la pression de compression thérapeutique requise.

Pas assez étiré



Correctement étiré



Trop étiré



Avant utilisation

Le système de compression ne doit être utilisé que sur une peau intacte (non lésée). Les plaies doivent être traitées au préalable avec un pansement approprié.



Avant utilisation, mesurez la circonférence de la cheville du patient (Mepi Press 2 est indiqué pour une circonférence de cheville de 18 à 32 cm).



Veillez à ce que le pied du patient reste à un angle de 90° par rapport à la jambe inférieure pendant toute la durée de la pose.

Etape 1

Première bande de rembourrage blanche



1. Commencez par poser la bande blanche sur l'articulation métatarso-phalangienne. Après deux tours de fixation, guidez la bande sur le dos du pied et incluez le talon en faisant des tours en huit. N'étirez pas la bande en l'appliquant sur le pied.



2. Enroulez la bande blanche en spirale autour de la jambe, au-dessus de la cheville, en l'étirant au maximum et en la faisant chevaucher de 50 %.



3. Lorsque vous arrivez à environ 2 cm sous la tête du péroné, déchirez l'excédent de bande. Une fixation supplémentaire n'est pas nécessaire, mais des bandes de plâtre peuvent être utilisées si nécessaire.



4. Le surplus de la première bande blanche peut être utilisé pour un rembourrage supplémentaire au niveau du bord du tibia, du tendon extenseur, à l'endroit où le dos du pied rencontre le tibia, et au niveau du tendon d'Achille.

Etape 2

Deuxième bande de compression cohésive marron



1. Posez la bande de compression cohésive marron sur le pied de la même manière que la bande de rembourrage. N'étirez pas la bande de compression marron en l'appliquant sur le pied et n'utilisez pas l'indicateur imprimé comme guide à ce stade.



2. Enroulez la bande de compression marron en spirale autour de la jambe au-dessus de la cheville en faisant chevaucher les couches de 50 %. Pour une pression optimale, étirez la bande jusqu'à ce que l'indicateur imprimé montre un carré de forme régulière avec tous les côtés de longueur égale (voir illustration).



3. Déchirez l'excédent de bande lorsque vous arrivez au même niveau que la première bande de rembourrage blanche et appuyez soigneusement sur la bande sur l'ensemble de la jambe. Cela garantira une adhérence optimale. Une fixation supplémentaire n'est pas nécessaire, mais des bandes de plâtre peuvent être utilisées si nécessaire.



Il peut être nécessaire d'adapter la technique de pose en fonction des caractéristiques anatomiques ou physiopathologiques du patient et/ou de la prescription médicale.

Pour en savoir plus, consultez le site molnlycke.com

Laboratoire pharmaceutique Mölnlycke Health Care SAS, CS 70205 - 13 allée du Château Blanc
59445 Wasquehal Cedex. Service clients : 0800 915 188.

Mölnlycke Health Care et Mepi sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. HQIM006353


Mölnlycke®